

الغرض منة	الجهاز
<p>يستخدم في تركيز مستخلص العينة عن طريق تبخير المذيب على درجة حرارة اقل من درجة غليانه.</p>	<p>جهاز Rotary evaporator</p> 
<p>ويستخدم في فصل المواد الصلبة عن المواد السائلة داخل العينة.</p>	<p>▪ جهاز الطرد المركزي Centrifuge</p> 
<p>يستخدم في تسخين العينات على درجات الحرارة معينة وذلك للعينات التي لا يمكن تسخينها على اللهب مباشرة.</p>	<p>▪ حمام مائي Water Bath</p> 
<p>ويستخدم في قياس وضبط حموضة أو قلوية المواد والمحاليل المستخدمة في اجراء التحاليل المختلفة.</p>	<p>▪ pH Meter</p> 
<p>تستخدم في وزن المواد المستخدمة والعينات.</p>	<p>وحدة الموازين</p> 

■ مقلبات Shakers

وتستخدم لتقليب وتجنيس العينات مع المواد الكيميائية
المضافة إليها.

